

English**Description**

Prostrolane Natural_B is a transparent gel supplied in a glass syringe. The product is for single use only. Prostrolane Natural_B is a sterile medical device, dermal resorbable implant that contains a non-cross-linked Sodium Hyaluronate and peptide complex (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-36, Octapeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-36). The Hyaluronato Sódico is not reduced and y un complejo de péptidos. (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-36). El Hialuronato Sódico es liberar en la piel el complejo de péptidos que consiste en 5 tipos de péptidos de cadena corta de aminoácidos unidos por enlaces péptidos. La función del Hialuronato Sódico es liberar en la piel el complejo de péptidos para el efecto hidratante y retardar la degradación de Sodium Hyaluronate. Sodium Hyaluronate con peptide complex is degradable within 4 weeks. Each carton contains 1 prefilled syringe of 2ml Prostrolane Natural_B and two traceability labels (one to be given to the patient, and another to be kept by the doctor in the patient's file).

Composition

PBS/Phosphate Buffered Saline), Sodium Hyaluronate (0.7%) Peptide Complex (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92)

Intended purpose

Prostrolane Natural_B is indicated for mid-to-deep dermal implantation for the treatment of damaged subcutaneous tissue caused by chemical, physical and traumatic effects, such as facial wrinkles, folds or nasolabial folds to restore the shape of the face.

Site of Application:

- Face
- Recommended usage volume : 2ml / area (Max usage : 4ml / area)
- Frequency : 1 session / 2 weeks (1 protocol = 2-4 sessions average) (repeat protocol as necessary)

Treatment procedure

Pretreatment Guidelines
Prior to treatment, the patient should avoid taking aspirin, non-steroidal anti-inflammatory medications, St. John's Wort, or high doses of Vitamin E supplements.

These agents may increase bruising and bleeding at the treatment site.

1. It is important to counsel the patient and discuss the appropriate indication, risks, benefits and expected responses to the Prostrolane Natural_B treatment. Advise the patient of the necessary precautions before commencing the procedure.

2. Assess the patient's need for appropriate anaesthetic treatment for managing comfort, i.e., topical anaesthetic, local or nerve block.

3. The patient's face should be washed with soap and water and dried with a clean towel.

Cleanse the area to be treated with alcohol or another suitable antiseptic solution.

4. Sterile gloves are recommended while using Prostrolane Natural_B.

5. Before treatment, press rod carefully until a small droplet is visible at the tip.

6. Prostrolane Natural_B is administered using a thin gauge needle (27G x 13mm or 30G x 13mm) that is sterilized. The sterilized needle is inserted at an approximate angle of 30° parallel to the length of the injected site. Prostrolane Natural_B should be injected into the mid to deep dermis. If Prostrolane Natural_B is injected too superficially this may result in visible lumps and/or bluish discoloration.

7. Inject Prostrolane Natural_B applying even pressure on the plunger rod. It is important that the injection is stopped just before the needle is pulled out of the skin to prevent material from leaking out or ending up too superficially in the skin.


8. Only correct 100% of the desired volume effect. Do not overcorrect. With cutaneous deformities the best result is obtained if the defect can be manually stretched to the point where it is eliminated. The degree and duration of the correction depend on the character of the defect treated.

9. Typical usage for each treatment session is specific to the site as well as wrinkle severity. Or to apply on the cleared skin surface, to wait for full absorption.

10. After treatment, stick the traceability label on the patient's medical record.

Direction for Assembly

Assembly of 27G or 30G needle(Hypodermic needle) to syringe. For safe use of Prostrolane Natural_B, it is important that the needle is properly assembled. Improper assembly may result in separation of the needle and syringe during injection.



(1) Unscrew the tip cap of the syringe carefully(A)
(2) Grasp the narrow part of the needle shield loosely; mount the needle on the Luer-Lock (B) by turning it clockwise until you feel counter-pressure. Grasp the wide part of the needle shield firmly.
(3) Press and turn the needle shield 90° (a quarter turn). The quarter turn is necessary to lock the needle onto the syringe.
(4) Pull off the needle shield.
(5) Use the thumb and forefinger to hold firmly around both the glass syringe barrel and the Luer-Lock adapter. Grasp the needle shield with the other hand. To facilitate proper assembly, both push and rotate firmly.

Contraindications

Prostrolane Natural_B must not be used:
- for the combination with peeling, laser treatment or ultra-sound.
- if the patient has cutaneous disorder, inflammation or infection at the treatment site or near to this site.

Storage condition

Store between 2°C - 25°C. Protect from freezing and sunlight.

Make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use.

Shelf life

2 years under recommended conditions.

Contraindicaciones

Prostrolane Natural_B no debe ser utilizado:
- para la combinación con peeling, tratamiento láser o ultrasónico.
- si el paciente tiene un trastorno cutáneo, inflamación o infección en el área de tratamiento o cerca de este.

- en el caso de pacientes con hipersensibilidad conocida al ácido hialurónico, con antecedentes de alergia grave o choque anafiláctico.

Condiciones de conservación

Almacenar entre 2°C-25°C. Proteger del gelo y de la luz solar. Asegurarse de que no hay signos visibles de daño en embalaje antes de su uso.

Vida útil

2 años bajo las condiciones recomendadas.

Contraindicationen

Prostrolane Natural_B darf nicht verwendet werden:
- bei Kombination mit Peeling, Laserbehandlung oder Ultraschall.

- bei Patienten mit Hauterkrankungen, Entzündungen oder Infektionen an der Behandlungsstelle oder in der Nähe dieser Stelle.

- bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronat sowie mit schwerer Allergie oder anaphylaktischem Schock in der Vorgeschichte.

- bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen.

- Aufgrund möglicher Wechselwirkungen mit anderen Füllimplantaten, die nicht untersucht wurden, ist es nicht ratsam, Prostrolane Natural_B in Gegenwart anderer Füllimplantate an Stellen zu injizieren.

- bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern, Kindern oder Minderjährigen über 18 Jahren.

- bei Patienten mit Blutungsstörungen, Hautfarbstörungen.

Kontainierungsbedingungen

Prostrolane Natural_B darf in folgenden Fällen nicht verwendet werden:

- bei der Kombination mit Peeling, Laserbehandlung oder Ultraschall.

- bei Patienten mit Hauterkrankungen, Entzündungen oder Infektionen an der Behandlungsstelle oder in der Nähe dieser Stelle.

- bei Patienten mit bekannter Überempfindlichkeit gegen Hyaluronat sowie mit schwerer Allergie oder anaphylaktischem Schock in der Vorgeschichte.

- bei Patienten mit Autoimmunerkrankungen.

- Aufgrund möglicher Wechselwirkungen mit anderen Füllimplantaten, die nicht untersucht wurden, ist es nicht ratsam, Prostrolane Natural_B in Gegenwart anderer Füllimplantate an Stellen zu injizieren.

- bei schwangeren Frauen, stillenden Müttern, Kindern oder Minderjährigen über 18 Jahren.

- bei Patienten mit Blutungsstörungen, Hautfarbstörungen.

Lagerbedingungen

Zwischen 2°C und 25°C lagern. Vor Frost und Sonnenlicht schützen. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass die Verpackung keine sichtbaren Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

Haltbarkeit

2 Jahre unter empfohlenen Bedingungen.

Description of symbols used:

Descripción de los símbolos utilizados:

Descrizione dei simboli utilizzati:

Symbolebeschreibungen:

Do not re-use
No reutilizar
Non riutilizzare
Nicht wiederverwenden

Use-by date
Fecha de caducidad
Data di scadenza
Mindestens haltbar bis

Sterilized using steam or dry heat
Esterilizado usando calor húmedo o seco
Sterilizzato con vapore o calore secco
Mit Dampf oder trockener Hitze sterilisiert

Batch code
Código de lote
N.Iotto
Losnummer

Date of manufacture
Fecha de fabricación
Data di produzione
Herstellungsdatum

Caution
Precaución
Attenzione
Vorsicht

CE Mark and identification number of Notified Body for the syringe
Marcado CE e identificación de organismo notificado
Marchio CE e n° identificazione
organismo Notificado

CE-Kennzeichnung und Kennnummer der benannten Stelle für die Spritze

Manufacturer
Fabricante
Produttore
Hersteller

Do not use if package is damaged
No usar si el embalaje está dañado
Non usare se la confezione è danneggiata
Verwenden Sie nicht, wenn das Paket beschädigt ist

Authorized representative in the European Community
Representante autorizado en la Unión Europea
Rappresentante autorizzato nella CE
In der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter

Consult instructions for use
Consultar instrucciones de uso
Consultare le istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung beachten

Do not re-sterilize
Non reestérilizar
Non riutilizzare
Nicht wiederverstärken

Keep away from sunlight
Mantener lejos de la luz solar
Conservare al riparo dalla luce solare
Von Sonnenlicht fernhalten

Temperature limit
Límite de temperatura
Limite di temperatura

Temperature range
Temperatura
Temperaturbereich

Date of issue : 2020-07-20
Revision 03

CE-Kennzeichnung und Kennnummer der benannten Stelle für die Spritze

Do not use if package is damaged
No usar si el embalaje está dañado
Non usare se la confezione è danneggiata
Verwenden Sie nicht, wenn das Paket beschädigt ist

Authorized representative in the European Community
Representante autorizado en la Unión Europea
Rappresentante autorizzato nella CE
In der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter

Consult instructions for use
Consultar instrucciones de uso
Consultare le istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung beachten

Do not re-sterilize
Non reestérilizar
Non riutilizzare
Nicht wiederverstärken

Keep away from sunlight
Mantener lejos de la luz solar
Conservare al riparo dalla luce solare
Von Sonnenlicht fernhalten

Temperature limit
Límite de temperatura
Limite di temperatura

Temperature range
Temperatura
Temperaturbereich

Date of issue : 2020-07-20
Revision 03

CE-Kennzeichnung und Kennnummer der benannten Stelle für die Spritze

Do not use if package is damaged
No usar si el embalaje está dañado
Non usare se la confezione è danneggiata
Verwenden Sie nicht, wenn das Paket beschädigt ist

Authorized representative in the European Community
Representante autorizado en la Unión Europea
Rappresentante autorizzato nella CE
In der Gemeinschaft niedergelassener Bevollmächtigter

Consult instructions for use
Consultar instrucciones de uso
Consultare le istruzioni per l'uso
Gebrauchsanweisung beachten

</div