



Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

PROSTROLANE

B-Series

Injectables Innovants

Avec nouveaux Peptides

et **Technologie de libération prolongée**
pour le contour du visage, des yeux et du corps

CE
2 2 6 5

33 +(0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com

PROSTROLANE *B-Series* Nouveau peptide et technologie à libération prolongée

Body Contouring

Inner-B

Réduction localisée sûre et efficace des graisses
(Double menton, Abdomen, Cuisses, Genoux, Bras, Poignées d'amour, Joues)

Eye Contouring

Inner-B^{SE}


Réduction sûre et efficace des poches sous les yeux




Face Contouring

Natural-B Apparence naturelle - Aucune augmentation artificielle


Blanc-B Apparence éclatante - Éclaircissement de la peau



Laissez votre beauté prendre forme avec **Prostrolane Inner-B**



Prostrolane Inner-B pour le remodelage du corps



- Avantages et caractéristiques innovantes

- Réduction de graisse localisée sûre et efficace
(Pas de nécrose tissulaire -> Contrôle de la taille de l'adipocyte)
- Indolore
- Aucune réaction cutanée après la procédure d'injection
(Pas d'œdème, pas d'ecchymose, pas d'engourdissement, pas d'érythème ...)
- Nouveau peptide breveté pour la réduction localisée des graisses
- Technologie de libération prolongée pendant 2 semaines

Composition

PBS (solution saline tamponnée au phosphate), hyaluronate de sodium (0,7%), Complexe de peptide Prostrolane Inner-B (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, tripeptide-41, octapeptide-11)


Capacité

2 mL x seringue préremplie

Combiner avec

RF Body Contouring Cream 100 mL


Application de Prostrolane Inner-B




Double menton




Joue




Haut du bras




Poignée d'amour




Abdomen



Extérieur de cuisses




Intérieur de cuisse



Genoux

Laissez vos cernes disparaître avec **Prostrolane Inner-B^{SE}**



Prostrolane Inner-B^{SE} pour le contour des yeux



Avantages et caractéristiques innovantes


- Réduction des poches sûre et efficace
- Résultat visible même après un traitement
- Nouveau peptide breveté pour la réduction des poches
- Technologie de libération prolongée pendant 2 semaines

Composition





PBS (solution saline tamponnée au phosphate), hyaluronate de sodium (0,7%), complexe peptidique du prostrolane interne B (nonapeptide-32, pentapeptide-43, tripeptide-41, octapeptide-11)

Capacité

1 mL x seringue préremplie



Application de Prostrolane Inner-B^{SE}



• Dosage et session recommandée

- 1 session toutes les 2 semaines

• Nombre de sessions


- 2 sessions

• Application

- 0.3 ~ 0.4cc de chaque côté de la zone ciblée (0.03 ~ 0.05cc par point)



— In vitro Données de tests

1. Effet inhibiteur de Prosterolane Inner-B sur la lipogenèse dans les pré-adipocytes



Les gouttelettes lipidiques induites ont fortement diminué dans les cellules pré-adipocytaires traitées par peptide Prosterolane Inner-B, ce qui implique la baisse de la lipogenèse par le peptide Prosterolane Inner-B. TNF- α : Contrôle positif.


2. Effet stimulant de Prosterolane Inner-B sur la lipolyse dans les adipocytes



Les gouttelettes lipidiques dans les adipocytes différenciés ont été réduites par le peptide Prosterolane Inner-B. TNF- α : Contrôle positif

— Ex vivo Données de tests

1. Effet stimulant de Prosterolane Inner-B sur la lipolyse dans le tissu adipeux.




La taille des adipocytes a été considérablement réduite par le peptide Prosterolane Inner-B. TNF- α : Contrôle positif

Le taux de phosphorylation de l'enzyme liée à la lipolyse, HSL, a été augmenté par le peptide Prosterolane Inner-B dans le tissu adipeux.


Données des tests cliniques

Etude clinique pour évaluer la sécurité et l'efficacité de Prostrolane Inner-B

01. Double menton 2 seringues par session (3 sessions à 2 semaines d'intervalle)



02. Abdomen 4 seringues par session (4 sessions à 2 semaines d'intervalle)



03. Poignée d'amour 2 seringues par session (4 sessions à 2 semaines d'intervalle)



04. Joue 1 seringue par session (3 sessions à 2 semaines d'intervalle)



05. Cuisses 4 seringues par session (4 sessions à 2 semaines d'intervalle)



06. Genoux 2 seringues par session (4 sessions à 2 semaines d'intervalle)




07. Haut des bras 2 seringues par session (3 sessions)



Etude clinique pour évaluer la sécurité et l'efficacité de Prostrolane Inner-B^{SE}

Sous les yeux 1 seringue par session (2 sessions à 2 semaines d'intervalle)



Une beauté au naturel avec Prostrolane Natural-B



Prostrolane Natural-B pour le remodelage visage

Avantages et caractéristiques Innovantes

- Apparence naturelle même après la procédure
- Correction naturelle des rides du visage
- Revitalisation de la peau
- Nouveau peptide breveté pour revitaliser la peau
- Technologie de libération prolongée pendant 2 semaines

Capacité

2 mL x seringue préremplie

Composition

PBS (solution saline tamponnée au phosphate), hyaluronate de sodium (0,7%)
Complexe peptidique de Prostrolane Natural-B (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92)

Combiner avec

Intensive Extra Firming Serum 10 mL x 2ea

Application de Prostrolane Natural-B


- Volume d'utilisation recommandé :
2ml / surface (utilisation maximale: 4ml / surface)
- Fréquence : 1 session / 2 semaines (Total 2 sessions)

Front

Petites lignes
Tampe

Plis Nasogeniens


Marionettes



— In vitro Données des tests

1. Régulation de l'expression du gène Aquaporin3


Cellules : Kératinocyte / Temps de culture : 12, 24 heures
Méthode : Analyse RT-PCR



Régulation positive de l'expression du gène Aquaporin3 par Prostrolane Natural-B
Aquaporin3 est un gène lié à l'hydratation de la peau dont l'expression a été augmentée par Prostrolane Natural-B sur les kératinocytes. IDV: Valeur de densité

2. Régulation de l'expression du collagène


Cellules : NIH3T3 Fibroblaste / Temps de culture : 48 heures
Méthode : essai d'immunocytochimie




Régulation positive de l'expression du collagène par Prostrolane Natural-B
Prostrolane Natural-B a montré une régulation positive de l'expression du collagène, une augmentation de l'expression du collagène (169%) a été observée en fonction de la dose avec Prostrolane Natural-B sur les fibroblastes dans l'analyse ELISA..

— Tests cliniques


01. Plis nasogeniens & dessous des yeux 2 seringues par session (3 sessions à 2 semaines d'intervalle)



02. Plis nasogeniens & rides fines 2 seringues per session (3 sessions à 2 sem. d'intervalle)



Laissez votre beauté briller avec *Prostrolane Blanc-B*



Prostrolane Blanc-B pour le remodelage visage et éclaircissement de peau



Avantages & caractéristiques innovantes

- Apparence radieuse + éclaircissement de la peau
- Restauration des peaux photo-vieillies et ridées
- Correction naturelle des rides du visage
- Nouveau peptide breveté pour éclaircir la peau
- Libération prolongée pendant 2 semaines

Composition

PBS (solution saline tamponnée au phosphate), hyaluronate de sodium (0,7%), Complexe peptidique de Prostrolane Blanc-B (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, Feruloyl Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33)

Capacité

2 mL x seringue préremplie

Combiner avec

Intensive Extra Illuminating Serum 10mL x 2ea

Application de Prostrolane Blanc-B

- Volume d'utilisation recommandé : 2 ml / surface (utilisation maximale: 4 ml / surface)
- Fréquence : 1 session / 2 semaines (Total 2 sessions) (répéter le protocole si nécessaire)

Visage


Taches pigmentaires



Invitro Données des tests

1. Inhibition du transfert de mélanosome


Cellule: HaCaT Kératinocyte / Temps de culture : 1 jour
Methode : Mesure de transfert de mélanosome par dosage de phagocytose (biopaticle, mélanosome)
Concentration : Prostrolane Blanc-B 100ng, 1ug/ml / Controle positif : Arbutine : 100ug/ml



Test de transfert de mélanosome
Prostrolane Blanc-B inhibe le transfert des mélanosomes vers les kératinocytes

2. Inhibition de l'activité tyrosinase


Cellule : B16F10 melanocyte / Temps de culture : 3 jours
Methode : Activité tyrosinase (L-Dopa) par immunocytochimie
Concentration : Arbutine 200uM, Acide férulique 50uM, CG-TGP2 50uM, CG-Nopigmerin 50uM
Stimulateur : α -MSH-200ug/ml



L'activité enzymatique a été vérifiée sous immunocytochimie après 3 jours d'incubation du traitement par CG-Nopigmerin. Nous avons vu les activités enzymatiques diminuer d'une manière dépendante de la zone.


3. Inhibition de la synthèse de la mélanine

Tissu : Melanoderm 3D peau artificielle
Condition de culture : irradiation UV-B 100mJ / cm2 (3 fois / semaine)
Concentration : 200ug / ml Prostrolane Blanc-B, 200ug / ml Arbutine
Méthode : coloration de Fontana-Masson (coloration à la mélanine)



4. Activité de dégradation des mélanosomes-lysosome

Cell: HaCaT Keratinocyte
Temps de culture : 24Hrs
Methode : Dosage DQ-BSA



Tests cliniques

Luminosité & ton de peau 2 seringues par session (2 sessions à 2 semaines d'intervalle)



PROSTROLANE

B-Series

Capactuel
MEDICAL
Esthétique préventive et réparatrice

33 +(0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com