

DIAMOND  FIXER

*Cap*actuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice

20-22, rue Richer - 75009 Paris

Tél. : 01 85 34 31 37 | info@capactuel.com | www.capactuel.com

Profil du DIAMOND V FIXER

Qu'est ce que le DIAMOND V FIXER ?

DIAMOND V FIXER est suture pour le lifting facial dont le fil special appelé PDO (polydioxanone) permet d'obtenir de belles «lignes en V» sur le visage en tirant vers le haut les tissus cutanés affaissés.

Des actions imperceptibles sont activées sans gonflement le jour même de la procédure non chirurgicale et indolore.

La procédure ne nécessite qu'une anesthésie locale.
Sans stimulation ni dommages sur les zones d'intervention, aucune cicatrice n'est laissée suite à la procedure.



DIAMOND V FIXER
(Suture coupée modelée)



Suture coupée A



Suture coupée B



Suture coupée C

Spécification

Nom du produit	DIAMOND V FIXER	
Materiau	Fil PDO (Polydioxanone)	
Spec de l'aiguille	18G 100mm 	19G 100mm 
Longeur de suture	17 cm (COG – 10Cm)	
Type de Canule	Canule W 	
Taille USP	2-0	
Design des barbes	Type Miroir avec 49 barbes bidirectionnels	
Emballage	8 pcs / boite (2 pochettes alu, 1 pochette a 2 pochettes papier)	
Temps de dégradation dans la peau	180 ~220 jours	

Effets

- ✓ Lignes du visage liftés
- ✓ Amélioration de la ligne de Marionette
- ✓ Amélioration des plis nasogéniens
- ✓ Effet amincissant du visage
- ✓ effet durable de 1 ~ 2 ans

Spécificité

DIAMOND V FIXER a 49 barbes jumelles sur le fil pour un ancrage efficace et homogène.

Le lifting efficace et la grande utilisation clinique du DIAMOND V FIXER sont dus à un ancrage et résistance à la traction 3 fois supérieures aux fils coupés.

DIAMOND V FIXER offre un lifting facial efficace sans coupure pendant la procédure d'insertion.





Bénéfices

- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Pouvoir d'ancrage élevée
- ✓ Effet longue durée (environ 1 ~ 2 ans)
- ✓ Réaction tissulaire minimale
- ✓ Traumatisme minime des tissus
- ✓ Pas besoin de se raser


Bénéfices

✓ Longue durée

DIAMOND V FIXER
USP 2-0



Fil coupé
USP 1-0



Etat initial

à 30 jours

à 90 jours

Bénéfices

- ✓ Sécurité
 - **Polydioxanone :**
Matériau biodégradable (180 jours)
 - **Emballage double couche :**
emballage blister traité à l'azote pour éviter toute contamination et permettre une utilisation clinique sûre.
 - Stérilisé au gaz E0

Bénéfices

- ✓ Haute résistance à la traction
- ✓ Force d'ancrage élevée
- ✓ Effet longue durée (environ 1 ~ 2 ans)
- ✓ Réaction tissulaire minimale
- ✓ Traumatisme minimal aux tissus

Comparaison

DIAMOND V FIXER





	Coupe de fil 1	Coupe de fil 2	Coupe de fil 3	Fil moulé	Fil coupé moulé
Effet tenseur	+	+	+++	+++++	+++++
Puissance d'ancrage	+	+	++++	+++++	+++++
Durée	+	+	+++	++++	+++++
Trauma aux tissus	++	++	+++	+++++	++
Prix	+	++	++++	+++++	++++
Durée de Procédure	20min	20min	20min	30min	20min
Prix de Procédure	+	+	++	++++	++++



Effets secondaires

- ✓ Œdème
- ✓ Hématome
- ✓ Infection
- ✓ Réaction à un corps étranger
- ✓ Blessure au vaisseaux
- ✓ Douleur : barbes en PDO
- ✓ Allergie aux métaux
- ✓ Migration

Procédure



Zone dangereuse



Zone dangereuse

