

# MICCOL-S

Dispositif de **Cryolipolyse** sélective pour la réduction naturelle des graisses du corps.



- > 2 zones traitées simultanément.
- > Multi applicateurs.
- > Fonction massage.
- > Capteurs de contrôle de température.
- > 1 heure, c'est fait.

Sans chirurgie, Ni indisponibilité !  
Sans douleurs, efficace et sûr.

[www.capactuel.com](http://www.capactuel.com)

**Capactuel**  
MEDICAL

*Esthétique préventive et réparatrice*

# MICCOOL-S

## Systeme de Cryolipolyse

### > QU'EST-CE QUE LE CRYO RÉDUCTEUR DE GRAISSES ?


MICCOOL-S s'adresse aux personnes qui souhaitent éliminer de façon durable les amas graisseux disgracieux qui résistent aux régimes et au sport. La technique de cryolipolyse utilisée n'est pas une solution de perte de poids pour les personnes obèses mais une alternative non chirurgicale à la liposuction.

MICCOOL-S ne nécessite ni compléments alimentaires, médicaments, ou régimes pour être efficace. Une fois les résultats constatés après le soin, une bonne hygiène de vie s'impose comme une évidence au patient.

### > ATOUTS DU DISPOSITIF DE CRYOLIPOLYSE MICCOOL-S.

- > Possibilité de traiter 2 zones simultanément grâce à deux applicateurs. ( gain de temps, meilleure rentabilité ).
- > 8 embouts spécifiques facilement interchangeables adaptés aux zones à traiter.
- > Logiciel intuitif et ergonomique qui permet de régler : pression du vacuum, temps du traitement, température.
- > Chaque applicateur peut être réglé séparément afin d'optimiser les résultats selon la zone ciblée.
- > Les applicateurs disposent de 8 capteurs de contrôle de température pour une plus grande efficacité et sécurité.
- > Fonction massage par vacuum ( meilleure répartition des cellules figées par le froid, favorise l'élimination des lipides ).

### > PRINCIPE DU TRAITEMENT.




\* Fonction massage en fin de traitement

### > UN PROCESSUS EFFICACE ET NATUREL.

MICCOOL-S provoque un processus d'Apoptose qui réduit progressivement la couche de graisse, bien qu'une transformation immédiate soit constatée après la séance. L'élimination des cellules adipeuses par le corps est opérée naturellement pendant 1 à 3 mois au terme desquels les résultats les plus remarquables sont le plus souvent constatés.

## > PIÈCES À MAIN PRATIQUES, FIABLES ET SÛRES.

MICOOL-S dispose de 2 applicateurs à embouts interchangeables pour traiter avec une plus grande facilité, efficacité, sécurité différentes zones du corps.




Bras, ventre, hanche... En 1 heure, il est possible de traiter 2 zones simultanément !



## > SÉCURITÉ DE LA PROCÉDURE.


Sans chirurgie, le MICOOL-S est non-invasif, sans douleurs, ni éviction sociale. Sélectif, le dispositif délivre l'énergie froide à la couche de graisse sous-cutanée sans causer de dommages aux tissus environnants. Pendant le processus de cryolipolyse sur les zones traitées, 8 capteurs de contrôle de température, un Smart Gel Pad, un Smart Liner et une fonction de massage assurent la sécurité.



# MICCOOL-S

Système de Cryolipolyse

## > RÉSULTAT DU TRAITEMENT.



## > GEL PAD ET REVÊTEMENT INTELLIGENT.

Lors de la cession d'énergie, le Smart Gel Pad protège la peau en surface. Il permet d'utiliser la température adéquate pour obtenir les résultats souhaités même sur les zones les plus sensibles. Le Smart Liner contribue à l'hygiène corporelle, protège la machine contre l'absorption de corps étrangers, améliore le confort d'aspiration et prolonge la durée de vie des applicateurs.

## > CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

Type d'énergie	Vacuum + Refroidissement + Massage
Temps de traitement	Applicateur intelligent : 30, 45, 60 mins
Taille de zone traitée	Approximativement 10 x 20 cm
Affichage	10.4 Inch LCD Touch Screen
Vacuum	- 310 mb
Exigences électriques	AC 100-220V, 50/60Hz
Dimensions ( L x P x H )	340 x 470 x 1160 mm
Poids	63 kg



Smart Gel Pad et Smart Liner

**Révéler votre potentiel ! Le secret de votre succès...**

33 +(0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com

**Capactuel**  
MEDICAL

*Esthétique préventive et réparatrice*