



Plasma et Radiofréquence endo-régulée

Dispositif médical destiné au rajeunissement global du visage et traitement des imperfections cutanées.

Therma D.A.S. est un dispositif médical révolutionnaire pour un rajeunissement total du visage et du cou. Il combine la technologie plasma et la radiofréquence endo-régulée dans un seul appareil portable pour un rajeunissement efficace et sans danger de la peau. **Therma D.A.S.** c'est deux fonctions et technologies qui permettent d'agir sur la peau : **D.A.S. Pro Plasma** qui agit sur les couches superficielles de peau et traite ainsi les signes du vieillissement et imperfections cutanées et **Endo D.A.S.** qui émet de la chaleur dans la couche sous-cutanée pour réduire la laxité cutanée et stimuler le collagène.

L'association de 2 technologies pour offrir les meilleurs résultats esthétiques !

D.A.S. Pro Plasma. La fonction dermo-ablative du Therma D.A.S. est basée sur l'amplification d'énergie qui permet de couper et coaguler la peau. Le principe d'induction utilisé lors du traitement est obtenu par une succession de décharges électriques générées par un courant à tension élevée. Avec une distance de 0,5mm entre la pointe du dispositif et la peau, l'air chargé d'électrons libres absorbe une grande quantité d'énergie, cesse d'être un isolant et commence à conduire le courant électrique, générant les décharges. L'air est ionisé et il devient Plasma. Les décharges fournissent une chaleur qui augmente la température de la peau et permettent de traiter de nombreuses indications sans risques de blesser le patient. Un appareil qui module la fréquence et puissance en mode fractionnel pour : Effectuer un resurfaçage de peau, Traiter les lésions cutanées bénignes du derme et épiderme, Réduire la laxité cutanée localisée, Améliorer la texture cutanée. **Endo D.A.S.** Innovante, la fonction radiofréquence endo-régulée du Therma D.A.S. est basée sur le chauffage progressif et contrôlé des tissus sous-cutanés avec une canule exclusive afin d'obtenir un lifting intra-dermique. Les séances durent 20 min et sont indolores. Le patient ressent un léger réchauffement de la zone traitée. Effets incroyables et positifs sur la peau : Amélioration de texture cutanée, Stimulation du collagène, Effets liftants, Rajeunissement cutané.



Interface D.A.S. Pro Plasma



Interface Endo D.A.S.


Fonction D.A.S. Pro Plasma	Puissance de sortie • Fréquence de sortie	1 W • 50 kHz ffl 10% sans charge
	Electrode à usage unique	Partie appliquée : AISI 316
Fonction Endo D.A.S.	Puissance de sortie • Fréquence	Max. 20W à 100 ohm • 515KHz: +/- 3%
	Mode d'action • Mesure et contrôle de la température	Température continu contrôlée • 40°C • 55°C
Caractéristiques techniques globales du dispositif Therma D.A.S.	Classe / Protection / Classe de sécurité	IIb / IP20 / I BF
	Affichage écran	Couleur 7" TFT, écran tactile
	Alimentation • Max d'énergie absorbée	230Vac +/- 10% 50 / 60Hz • 165VA
	Dimensions • Poids (unité de base)	20 x 20 x 20 cm • 5,9 Kg
	Température de fonctionnement • Refroidissement	15°C • 40°C • Ventilation mécanique



Ionisation d'air avec décharges
Aiguille à proximité de la peau pour un effet plasma dermo-ablatif.



Radiofréquence endo-régulée
Insertion sous cutanée avec un effet thermique et liftant.



Pièce à mains plasma



Aiguille radiofréquence

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice