

PLASONIC

Plasma & Ultrasons

pour des protocoles cutanés optimisés.



- > **Pénétration et absorption accrues des principes actifs.**
 - > **Traitement anti-rides.**
- > **Stérilisation, tonification, régénération cutanée.**

Sans chirurgie, Ni indisponibilité !
Sans douleurs, efficace et sûr.

www.capactuel.com

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice


PLASONIC

Plasma & Ultrasons


Livraison de produits optimisée avec stérilisation et régénération cutanée.

PLASONIC est un dispositif esthétique incomparable qui propose Energie Plasma (PlaPass) et Ultrasonore (SonoPass) sur un même appareil. La technologie Plasma génère des ions qui permettent une action anti-bactérienne, une ouverture des cellules cutanées pour une pénétration profonde des solutions et activation des cellules cutanées. Avec la technologie ultrasonore, l'absorption des produits est maximisée et l'effet thermique généré favorise la régénération des cellules cutanées et le maintien de l'élasticité de la peau. Cette association permet d'assainir, lisser, hydrater et tonifier la peau en toute sécurité.

PlaPass (pièce à main plasma)



SonoPass (pièce à main à ultrasons)



Points forts du dispositif :



Effets thérapeutiques :



Pénétration, absorption, effet anti-bactérien et rajeunissement cutané.

Plasonic permet une livraison et absorption des principes actifs en profondeur. La pièce à main PlaPass du dispositif transfère de l'énergie plasma stable à haute puissance à la peau sous forme d'ions de taille invisible (20 à 50 μm) permettant ainsi une action anti-bactérienne, ouverture et activation des cellules cutanées. La technologie Plasma permet de casser les molécules d'adhésion cellulaire, dissoudre temporairement dans la peau les solutions appliquées, stimuler circulation sanguine et système lymphatique afin de faciliter l'absorption cutanée. Avec la pièce à main SonoPass du dispositif, ce sont les ultrasons qui jouent un rôle dans l'administration transdermique des agents thérapeutiques. L'émission d'énergie ultrasonore stable à 3Mhz, améliore le transport des agents perméants, permettant aux particules des solutions de se propager et d'être absorbées profondément grâce à la pression physique exercée par les ultrasons. Outre la livraison d'agents thérapeutiques facilitée, le dispositif permet un véritable rajeunissement cutané en favorisant la régénération du collagène, stimulant la peau qui a perdu de son élasticité, lissant et améliorant la texture de celle-ci.

Dispositif convivial, astucieux, intuitif pour des soins rapides, efficaces et sûrs.

Connecteurs facilement identifiables



Connecteurs à fiches de forme distincte dédiés à chaque pièce :
 1 SonoPASS. 2 PlaPASS. 3 Pédale.

Ultrasons SonoPASS



Plasma PlaPASS

Les têtes plasma PlaPASS peuvent être facilement remplacées. Elles disposent d'un capuchon protecteur qui preserve l'épiderme et la tête émettrice des chocs et corps étrangers lors de l'application.

Interface d'administration intuitive.




Sélection de pièce à main

Paramétrage du PlaPASS


Paramétrage du SonoPASS

180min



Tête PlaPASS

150min



Modèles concurrents

Une tête PlaPASS carrée qui permet une surface couverte étendue, une perte d'énergie minimisée, une utilisation prolongée de 3 heures.



Design ergonomique



Ecran LCD Touch Panel



Mise à niveau via USB



Supports double sens

Administration de produits variés optimisée.



Après traitement au plasma, les produits, à viscosité faible ou élevée, sont fortement absorbés en moins de 30 secondes.

Régénération et amélioration de texture cutanée.



L'amélioration constatée sur le visage lors de l'évaluation pratiquée suite à un traitement au plasma après 3 mois est de 90%.

PLASONIC

Spécifications techniques.



Dimensions	411x 431x214 mm
Poids	8.8Kg
Tête Plasma	12EA / BOX
Exigences électriques	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz
Consommation d'énergie	24W

Révéler votre potentiel ! Le secret de votre succès...

+33 (0)1 85 34 31 37

info@capactuel.com - www.capactuel.com

Capactuel
MEDICAL

Esthétique préventive et réparatrice